



# Tマウントアダプタ

## 一眼レフカメラ用Tマウントアダプタ

一眼レフデジタルカメラ等を顕微鏡や単体望遠鏡などに取り付ける際に使用するマウントアダプター(レンズアダプター、マウントコンバーター)です。種々のメーカーの一眼レフデジタルカメラ用のTマウントアダプタをご用意しております。各種カメラマウントをTマウント(T2マウント：口径42mm、ピッチ0.75mm)に変換します。

生物顕微鏡、金属顕微鏡、実体顕微鏡などに取付けできます。

SONY NEXシリーズのEマウント用や、オリンパスPENのマイクロフォーサーズ用、キャノンEOS Mシリーズ用のTマウントアダプタもご用意しております。

### ミラーレス一眼カメラ用

Tマウントアダプタ SONY-E用	ソニーEマウント用 SONY NEXシリーズ、ミラーレス一眼タイプのαシリーズ
Tマウントアダプタ	マイクロフォーサーズマウント用
MicroFourThirds用	オリンパス・ペン、パナソニックLUMIX Gシリーズ ※フランジバックの短いタイプも用意しております。
Tマウントアダプタ Canon-EF-M用	EF-Mマウント用 CanonミラーレスカメラEOS Mシリーズ
Tマウントアダプタ Nikon-1用	ニコン1マウント用 Nikon 1シリーズ
Tマウントアダプタ FUJIFILM-X用	富士フィルムXマウント用 FUJIFILM Xシリーズ
Tマウントアダプタ Pentax-Q用	ペンタックスQマウント用 Pentax Qシリーズ

### 一眼レフカメラ用

Tマウントアダプタ Canon-EF用	キャノンEFマウント用(Canon EOS用) ※EOS Mシリーズ(EF-Mマウント)を除く
Tマウントアダプタ NIKON-F用	ニコンFマウント用
Tマウントアダプタ A用	Aマウント(αマウント)用 (SONY, コニカミノルタ用) ミノルタAマウント、コニカミノルタAマウント、ソニーAマウント用
Tマウントアダプタ Pentax-K用	ペンタックスKマウント用
Tマウントアダプタ FourThirds用	フォーサーズマウント用(OLYMPUS等)
Tマウントアダプタ M42用	M42、ブラクチカスクリューマウント用
Tマウントアダプタ OLYMPUS-OM用	オリンパスOMマウント用
Tマウントアダプタ MINOLTA-MD用	ミノルタMDマウント用
Tマウントアダプタ Canon-FD用	キャノンFDマウント用
Tマウントアダプタ CONTAX/YASHICA用	コンタックス/ヤシカマウント用
Tマウントアダプタ LEICA-R用	ライカRマウント用

## WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F  
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com  
レイマー顕微鏡オンラインショップ：wraymer.com