

# WRAYMER 金属顕微鏡 BM-3400T/BM-3400TL システムチャート



Cマウントカメラ



一眼レフカメラ



コンパクトデジタルカメラ



Tマウントアダプタ各社用

※2: 一眼レフカメラのマウントに応じた Tマウントアダプタが必要です。



デジタルカメラアダプタ  
ASH860

※3: ご所有のコンパクトデジカメの使用可否は、ASH860 実寸図をプリントアウトのうえご確認ください。



GC075 GC100

NC045

※1: BM-3400T/TL は光学的な仕様により、上記型式の Cマウントアダプタユニバーサルタイプのみ利用可能です。



アダプタリテーナ  
JON34



アダプタリテーナ  
JON28



一眼レフカメラアダプタ  
SA20



アダプタリテーナ  
JON28

標準仕様付属品



Cマウントアダプタ 1倍



JIS アダプタ



簡易偏光装置



マイクロメーター付  
接眼レンズ  
WF10x18mm



接眼レンズ  
WF20x11mm



接眼レンズ  
WF16x11mm



接眼レンズ  
WF10x18mm



接眼マイクロメーター  
10/100XY21mm



対物マイクロメーター  
B1510/100



BM-3400T/BM-3400TL



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
5X



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
10X



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
20X



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
40X



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
60X



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
80X



プラン  
アクリマート  
対物レンズ  
100X