

# HM-20L

## 軽量コンパクトな使いやすい携帯型顕微鏡



HM-20L は軽量コンパクトな使いやすい顕微鏡です。

機械工業・紙工業・繊維工業分野などの検品や、教育分野での使用と、幅広くお使いいただけます。

マイクロメーターが付属しているため、距離計測も可能です(マイクロメーターは着脱可)。

照明ライトの電源は単4形乾電池2本を使用します。

### SPECIFICATIONS 仕様一覧

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 総合倍率     | 20倍                   |
| 接眼レンズ    | WF10X、視野数17mm、視度調整機構有 |
| 対物レンズ    | セミプランアクロマートレンズ 2X     |
| 実視野      | 8.5mm                 |
| 機械的鏡筒長   | 160mm                 |
| 焦点調整範囲   | 約30mm                 |
| 寸法       | 高さ:210mm              |
| 重量       | 650g(乾電池含まず)          |
| 底面内径     | 50mm                  |
| マイクロメーター | 10mm 100等分 クロスライン     |

## WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F  
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com  
レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com