

# HM-20L

## 軽量コンパクトな使いやすい携帯型顕微鏡



- HM-20Lは軽量コンパクトな使いやすい顕微鏡です。
- ミクロメーターが付属しているため、距離計測も可能です(ミクロメーターは着脱可)。
- 機械工業・紙工業・繊維工業分野などの検品や、教育分野での使用と、幅広くお使いいただけます。
- 照明ライトの電源は単4形乾電池2本を使用します。

### SPECIFICATIONS 仕様一覧

総合倍率	20倍
接眼レンズ	WF10X、視野数17mm、視度調整機構有
対物レンズ	セミプランアクロマートレンズ 2X
実視野	8.5mm
機械的鏡筒長	160mm
焦点調整範囲	約30mm
寸法	高さ:210mm
重量	650g(乾電池含まず)
底面内径	50mm
ミクロメーター	10mm 100等分 クロスライン

## WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F  
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com  
レイマー顕微鏡オンラインショップ: <https://www.wraymer.com>