

JON28/JON34

アダプタリテーナ

顕微鏡にカメラアダプタをよりしっかりと固定します

Cマウントアダプタ ユニバーサルタイプや一眼レフカメラアダプタSA20などを顕微鏡に取付ける際にこのアダプタリテーナを併用すると、これらのアダプタをよりしっかりと取り付けることができます。ぐらつきや回転を防ぎ、顕微鏡に対するカメラの位置付けをより正確に行うことができます。外径20~28mmのカメラアダプタ用のJON28、外径30~34mmのカメラアダプタ用のJON34の2機種をご用意しています。

オリンパス旧式顕微鏡の撮影鏡筒(PT鏡筒)、ニコン旧式顕微鏡の撮影鏡筒(V-T写真直筒※JON28のみ)にもお使いいただけます。利用可能な顕微鏡は鏡筒外径25~38mmと幅広く、レイマーの顕微鏡のみならず他社製の顕微鏡でもご利用可能です。軽量設計で鏡筒への負担が少ない製品です(アセタール樹脂製)。

FEATURES 特長

利用可能なカメラアダプタ

JON28(外径20~28mmのカメラアダプタ用)

- ・顕微鏡用一眼レフカメラアダプタSA20
- ・Cマウントアダプタ ユニバーサルタイプ NC035・NC045・NC070

JON34(外径30~34mmのカメラアダプタ用)

- ・Cマウントアダプタ ユニバーサルタイプ GC037・GC050・GC075

取付可能な顕微鏡

JON28・JON34ともに接眼鏡筒、JIS鏡筒、オリンパス旧式顕微鏡の撮影鏡筒(PT鏡筒)など、外径25~38mmの鏡筒に取付可能です。

※JON28のみニコン旧式顕微鏡の鏡筒(V-T写真直筒)へ接続可能



接眼鏡筒への取り付け



JIS鏡筒への取り付け



単眼鏡筒への取り付け



一眼レフカメラの取り付け
(SA20併用)
※JON28のみ



オリンパス旧式顕微鏡の撮影鏡筒(U-SPT鏡筒)への取り付け
BH-2(PT鏡筒)、SZシリーズ(SZ-PT)、SZHシリーズ(SZH-PT)、
U-SPT鏡筒、IX-PT鏡筒など



ニコン旧式顕微鏡の撮影鏡筒(V-T写真直筒)への取り付け
Optiphot、Biophot、Metaphot、Eclipseシリーズ、SMZ800/
1000、V-T写真直筒など ※JON28のみ

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com