

LDT60

LEDリングライト

小型・軽量でハイパワーな高輝度LEDリングライト

高輝度白色LED(色温度:6400K)を60灯搭載したリングライトです。長作業距離での観察から、多くの光量が必要になる高倍率での観察まで、幅広い用途において明るい視野が確保できます。



取り付けイメージ



上面視



LED発光面

リングライトとコントロールユニットが別になっており、手元で光量調節が可能。無段階ダイヤル式の光量調節機構のため、観察に適した光量に調節することができます。

光量調整ダイヤル

同梱品一式



SPECIFICATIONS 仕様一覧

LED	60 灯高輝度白色LED	消費電力	6W
LED寿命	約30,000 時間	電源入力	AC100-240V / 50-60 Hz ワールドワイド電源仕様
対応鏡筒外径	46 - 62 mm	電源出力	DC24V
内径/外径	45 mm / 85 mm	コード長	リングライト - コントロールユニット間 約0.9m 電源ケーブル 約1.4m
推奨作業距離	70 - 100mm	重量	リングライト約 0.12 kg 電源アダプタ約 0.12 kg
最大光量	24000lux(作業距離:100mm時)		
色温度	6400K		

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com