

スライドガラスFrost


観察用品類

一端の両面がすりガラスになっており、この部分に鉛筆などで試料名などを書き込むことができます。

標本の整理に非常に便利です。エッジ処理もされており安全です。

26 x 76mm, 1.0~1.2mm(標準1.1mm) 70枚入り

すりガラス面:約20 x 26mm



カバーガラス

観察用品類

厚さ0.13~0.17mm, 大きさ20 x 20mm

100枚入り



WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ: wraymer.com