



Tマウントアダプタ

一眼レフカメラ用Tマウントアダプタ

一眼レフデジタルカメラ等を顕微鏡や単体望遠鏡などに取り付ける際に使用するマウントアダプター(レンズアダプター、マウントコンバーター)です。

一般的な一眼レフカメラ用のTマウントアダプタだけでなく、ミラーレス一眼カメラ用のTマウントアダプタも多数ご用意しております。

種々のメーカーの一眼レフデジタルカメラ用のTマウントアダプタをご用意しております。各種カメラマウントをTマウント(T2マウント：口径42mm、ピッチ0.75mm)に変換します。

生物顕微鏡、金属顕微鏡、実体顕微鏡などに取付けできます。

ミラーレス一眼カメラ用

一眼レフカメラ用

Tマウントアダプタ SONY-E用	ソニーEマウント用 SONY NEXシリーズ、 ミラーレス一眼タイプのαシリーズ
Tマウントアダプタ MicroFourThirds用	マイクロフォーサーズマウント用 オリンパス・ペン、パナソニックLUMIX Gシリーズ
Tマウントアダプタ Canon-RF用	キャノンRFマウント用 CanonミラーレスカメラEOS Rシリーズ
Tマウントアダプタ Canon-EF-M用	キャノンEF-Mマウント用 Canonミラーレスカメラ EOS Mシリーズ
Tマウントアダプタ Nikon-Z用	ニコンZマウント用 Nikon Zシリーズ
Tマウントアダプタ Nikon-1用	ニコン1マウント用 Nikon 1シリーズ
Tマウントアダプタ FUJIFILM-X用	富士フィルムXマウント用 FUJIFILM Xシリーズ
Tマウントアダプタ Pentax-Q用	ペンタックスQマウント用 Pentax Qシリーズ

Tマウントアダプタ Canon-EF用	キャノンEFマウント用(Canon EOS用) ※EOS Mシリーズ(EF-Mマウント)を除く
Tマウントアダプタ NIKON-F用	ニコンFマウント用
Tマウントアダプタ A用	Aマウント(αマウント)用 (SONY, コニカ ミノルタ用) ミノルタAマウント、コニカミノルタAマウント、 ソニーAマウント用
Tマウントアダプタ Pentax-K用	ペンタックスKマウント用
Tマウントアダプタ FourThirds用	フォーサーズマウント用(OLYMPUS等)
Tマウントアダプタ M42用	M42、ブラクチカスクリューマウント用
Tマウントアダプタ OLYMPUS-OM用	オリンパスOMマウント用
Tマウントアダプタ MINOLTA-MD用	ミノルタMDマウント用
Tマウントアダプタ Canon-FD用	キャノンFDマウント用
Tマウントアダプタ CONTAX/YASHICA用	コンタックス/ヤシカマウント用
Tマウントアダプタ LEICA-R用	ライカRマウント用

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
 TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
 レイマー顕微鏡オンラインショップ：<https://www.wraymer.com>