

TR10

蛍光リングライト



10Wの蛍光リングライトです。

内径70mmあるので、大きい実体顕微鏡にも取付可能です。

110V10W 蛍光灯 内径70mm



蛍光リングライトTR10の消耗品



蛍光リングライトTR10用
スペア蛍光灯10W

WRAYMER® 株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F
TEL 06-6155-8230 FAX 06-6155-8450 E-mail arch@wraymer.com
レイマー顕微鏡オンラインショップ：wraymer.com