

蛍光試薬	ロングパス		バンドパス	
	シングルチャンネルモデル名	マルチチャンネルフィルタキューブ名	シングルチャンネルモデル名	マルチチャンネルフィルタキューブ名
Acridine Orange + DNA	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Acridine Orange + DNA and RNA	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B		
Alexa Fluor 350™	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
Alexa Fluor 488™	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Alexa Fluor 546™	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Alexa Fluor 555™	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Alexa Fluor 568™	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Alexa Fluor 594™	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Atto 488	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Atto 550	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Auramine-rhodamine	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B		
Azami Green	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Biosearch Blue	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
BODIPY FL/pH7.2	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
CAL Fluor® Red 590	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
CAL Fluor® Red 610	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Calcein	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Calcium Green™-1	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Calcofluor White	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B		
Coumarin	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
Cy2™	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Cy3.5™	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Cy3™	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
DAPI	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
DiI	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
DiO	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
DsRed	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
DyLight 350	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
DyLight 488	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
DyLight 549	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
DyLight 594	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
EGFP	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Emerald GFP	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
FAM	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
FITC	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Fluo-4	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
FM™ 4-64	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B		
FusionRed	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
GFP	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Hoechst 33258	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
JC-1 non-ratiometric	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B		
Killer Red	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
LysoTracker Blue/MeOH	SXJ-5822FLS-19000	FLC-19000B	SXJ-5822FLS-39000	FLC-39000B
LysoTracker Green/pH 5.2	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
mCherry	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
MitoTracker Green FM/MeOH	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
MitoTracker Orange/MeOH	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
MitoTracker Red/MeOH	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
mKate2	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
mPlum	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B		
mRFP1	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
mWasabi	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
Oregon Green™ 488	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
R-phycoerythrin	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B		
ReAsH-CCPGCC	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Resorufin	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Rhod-2	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Rhodamine Red™-X	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
ROX	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Sulforhodamine 101	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
SYBR® Green I	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
SYTO 9/DNA	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B
TagRFP	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
TAMRA	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
tdTomato	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Tetramethylrhodamine isothiocyanate	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
Texas Red®	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
Texas Red®-X	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
TRITC	SXJ-5822FLS-19004	FLC-19004B	SXJ-5822FLS-39004	FLC-39004B
TurboFP650	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B		
X-rhod-1/Ca2+	SXJ-5822FLS-19006	FLC-19006B	SXJ-5822FLS-39010	FLC-39010B
ZsGreen1	SXJ-5822FLS-19002	FLC-19002B	SXJ-5822FLS-39002	FLC-39002B