

	ロングパス	バンドパス
蛍光試薬	落射蛍光ユニット名	落射蛍光ユニット名
Acridine Orange + DNA	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Acridine Orange + DNA and RNA	FUS-■■■-19002	
Alexa Fluor 350™	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
Alexa Fluor 488™	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Alexa Fluor 546™	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Alexa Fluor 555™	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Alexa Fluor 568™	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Alexa Fluor 594™	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Atto 488	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Atto 550	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Auramine-rhodamine	FUS-■■■-19002	
Azami Green	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Biosearch Blue	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
BODIPY FL/pH7.2	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
CAL Fluor® Red 590	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
CAL Fluor® Red 610	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Calcein	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Calcium Green™-1	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Calcofluor White	FUS-■■■-19000	
Coumarin	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
Cy2™	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Cy3.5™	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Cy3™	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
DAPI	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
Dil	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
DiO	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
DsRed	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
DyLight 350	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
DyLight 488	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
DyLight 549	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
DyLight 594	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
EGFP	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Emerald GFP	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
FAM	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
FITC	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Fluo-4	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
FM™ 4-64	FUS-■■■-19006	
FusionRed	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
GFP	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Hoechst 33258	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
JC-1 non-ratiometric	FUS-■■■-19002	
Killer Red	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
LysoTracker Blue/MeOH	FUS-■■■-19000	FUS-■■■-39000
LysoTracker Green/pH 5.2	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
mCherry	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
MitoTracker Green FM/MeOH	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
MitoTracker Orange/MeOH	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
MitoTracker Red/MeOH	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
mKate2	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
mPlum	FUS-■■■-19006	
mRFP1	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
mWasabi	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
Oregon Green™ 488	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
R-phycoerythrin	FUS-■■■-19004	
ReAsH-CCPGCC	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Resorufin	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Rhod-2	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Rhodamine Red™-X	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
ROX	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Sulforhodamine 101	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
SYBR® Green I	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
SYTO 9/DNA	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002
TagRFP	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
TAMRA	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
tdTomato	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Tetramethylrhodamine isothiocyanate	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
Texas Red®	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
Texas Red®-X	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
TRITC	FUS-■■■-19004	FUS-■■■-39004
TurboFP650	FUS-■■■-19006	
X-rhod-1/Ca2+	FUS-■■■-19006	FUS-■■■-39010
ZsGreen1	FUS-■■■-19002	FUS-■■■-39002

※■■■には、WRAYMER用はNX、Olympus用はOL、Nikon用はNKがそれぞれ入ります。