


WRAYMER

顕微鏡用スマートフォンアダプタ ASP880

取扱説明書



このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございました。

本製品の性能を十分に発揮させるためおよび安全確保のため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

製品使用時には、常にお手元に置いていただき、お読みになったあとも大切に保管してください。

特徴


内径23.2mmの鏡筒に取り付け可能。更に標準付属品の変換アダプタを併用すると、内径30mm、30.5mmの鏡筒にも取り付けでき、市場にあるほぼ全ての顕微鏡でご利用いただけます。

I. 安全に正しくお使いいただくために

- ◆高温・多湿の環境でのご 使用は避けてください。
- ◆レンズ等光学部品の表面を手などで触ったり拭ったりしないでください。
- ◆外装の汚れやゴミの付着には、有機溶剤を避け、汚れがひどい場合は希釈した中性洗剤を柔らかな布にわずかに含ませて拭いてください。揮発性溶剤や研磨剤入りのクリーナーを使用しないでください。ゴミや汚れは、必ず直接触れない方法、例えばエアブロー等を用いてほこり・ゴミを取り除いてください。

II. ASP880内容品

下記の付属品がすべてそろっているかお確かめください。



1. ASP880本体 2. 回転防止パーツ 3. ハンドル付ネジ 4. キズ防止パーツ 5. 手回しネジ
6. 六角レンチ(1.5mm) 7. 30mm変換アダプタ CA300 8. 30.5mm変換アダプタ CA305

III. 顕微鏡への取り付け・使用方法

以下の動画にて取付手順・使用方法を解説しておりますので、ご参照ください。

https://youtu.be/R_Mdw8Z-ib4

WRAYMER

株式会社レイマー

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-8-15 野村不動産大阪ビル6F

TEL : 06-6155-8230 FAX : 06-6155-8450

E-mail : arch@wraymer.com

Online Shop : <http://www.wraymer.com>